

**PROTOCOLO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS  
DE HISOPADOS PARA COVID**

Rev. 01

Página 1 de 2

**PROTOCOLO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE HISOPADOS PARA COVID**

**Importante: previo al primer envío, notifique al laboratorio por whatsapp (3492 308291) para que nos contactemos con usted.**

Debemos proteger a todo el personal interviniente desde la entrega de la conservadora hasta la llegada y disposición en Laboratorio Mega.

La/s muestra/s deberán enviarse en una conservadora especial


NO pueden compartir recipiente terciario con las muestras que se envían habitualmente.

**Toma de muestras y disposición de las mismas:**

1. Las muestras a tomar son: Hisopados nasofaríngeo y orofaríngeo teniendo en cuenta las normas de bioseguridad pertinentes. Se utilizan hisopos de dacrón estériles (mango plástico) y tubos tipo falcon, cónicos con tapa a rosca de 15 ml y **cierre hermético**, pueden ser genéricos o de marca según imagen que aparece a continuación.



- Hisopado orofaríngeo: frotar vigorosamente con un hisopo ambas amígdalas y la faringe posterior
  - Hisopado nasofaríngeo: con otro hisopo coleccionar la muestra de ambas fosas nasales. Insertar el hisopo en la nariz paralelamente al paladar, hasta tocar la parte posterior de la faringe, rotar y sacarlo suavemente realizando movimiento rotatorio. Las muestras de ambas fosas nasales se obtienen con el mismo hisopo.
2. Colocar ambos hisopos (nasofaríngeo y orofaríngeo) en un mismo tubo falcon, correctamente rotulado, que contenga 1 ml de solución fisiológica estéril.
  3. Cortar el mango para poder cerrar el tubo. Asegurarse que el tubo quede **herméticamente cerrado para que el medio no se derrame y asegurar el cierre dando una vuelta con cinta adhesiva.**

	<b>ANEXO</b>	<b>APO-00302</b>	
	<b>PROTOCOLO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE HISOPADOS PARA COVID</b>	Rev. 01	Página 2 de 2

- Colocar el tubo dentro de un envase secundario (bolsa) correctamente rotulado y **asegurarse que quede bien cerrado**.

<b>Envío de las muestras a Laboratorio Mega</b>
---

- Enviar por whatsapp (3492 308291) la foto de la ficha epidemiológica de cada paciente. No recibiremos información en papel.  
No entrarán en proceso las muestras que hayan arribado al laboratorio y no se disponga vía WhatsApp de su ficha epidemiológica debidamente completa. Estamos obligados a realizar la denuncia en SISA.
- Armar un único contenedor (barrera terciaria) que contenga todas las bolsas con las muestras de los pacientes. Individuales, por paciente, bien cerradas. En el interior de la conservadora no puede haber ningún papel, de lo contrario todo será descartado.
- Colocar en el envase terciario, refrigerante en cantidad suficiente para asegurar que las muestras lleguen bien conservadas a destino.
- Cerrar la conservadora.
- Pegar la identificación del laboratorio de origen y todo dato necesario para su traslado en la parte superior de la caja. De manera visible, colocar además un rótulo con la leyenda "CONTIENE MUESTRAS RESPIRATORIAS".
- Pasar sobre la conservadora un papel absorbente embebido en alcohol al 70 %, al menos 5 minutos antes de entregar la misma al personal que la retire para su traslado. De esta manera protegemos al personal de logística.

*SUGERENCIA: puede colocar el tubo falcon en bolsa plástica y todo dentro de un tubo de tiras de orina, asegurando que este último quede parado en la conservadora con refrigerantes.*

***Día de proceso:***

Lunes a viernes: se realizan dos corridas: horarios de corte: 9.30 y 15.00 hs.

Sábados: se realiza una corrida: horario de corte: 9.30 hs.

Domingo y feriados: coordinar previamente con Lab. Mega

***Promesa de resultados:*** 1 día hábil